

Brandenburg, den 15.12.2020

Laborinformation 19/20

Umstellung der Abstrichtupfer für die PCR auf respiratorische Erreger

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch intensive Bemühungen ist es uns gelungen, eine größere Menge Abstrichtupfer zu beschaffen, die ab sofort an Stelle der bisher verwendeten trockenen Abstrichtupfer der Fa. Nerbe für die Nasopharyngealabstriche zum PCR-Nachweis respiratorischer Viren verwendet werden sollten.

Beim neuen System der Firma biocomma handelt sich um Nylon-beflockte Abstrichtupfer mit entsprechenden Gefäßen, die ein Virustransportmedium (rosa Flüssigkeit) enthalten. Hierdurch wird die Probennahme und -aufarbeitung besser standardisiert und erleichtert.

Wir bitten Sie, die bisher verwendeten trockenen Abstrichtupfer (Firma nerbe plus, weiß/grünes Etikett) mit den Apothekenfahrern zurück ins Labor zu senden und nur noch die neuen System von biocomma mit rosa Flüssigkeit zu nutzen.

Mit freundlichen Grüßen



Prof. Dr. med. O. Frey
Laborleiter