

Brandenburg, den 14.03.2014

Laborinformation Allergie-Diagnostik

Sehr geehrte Kolleginnen,
sehr geehrte Kollegen,

wie bereits vor geraumer Zeit angekündigt, werden wir ab sofort unser Spektrum mit der Allergie-Diagnostik erweitern.

Mit den Testsystemen der Fa. EUROIMMUN stehen uns sowohl das ELISA-basierte Allercoat™ – als auch das EUROASSAY – System zur Verfügung und erlauben eine effiziente Allergie-Abklärung unter Einsatz geringer Probenvolumina. Die Möglichkeit, bis zu 30 Einzelallergene mittels der EUROASSAY – Blottechnik in einem Ansatz zu bestimmen, findet hauptsächlich bei pädiatrischen Fragestellungen Anwendung. Zur Befundinterpretation werden zudem IgE-Antikörper gegen kreuzreagierende Kohlenhydratdeterminanten (CCD) bestimmt, die in einer Vielzahl von pflanzlichen oder tierischen Allergenen enthalten sind und aufgrund der signifikanten strukturellen Ähnlichkeit zu einer ausgeprägten Kreuzreaktivität führen können. Diese Zusatzinformation kann als Interpretationshilfe bei positiven IgE-Ergebnissen dienen, die nicht zum klinischen Bild passen.

Bitte verwenden Sie künftig ausschließlich die neuen Anforderungsformulare, die Ihnen zeitnah zur Verfügung gestellt werden.

Bitte beachten Sie weiterhin, dass aufgrund der Höchstwertreglung für die GO-Ziffern 32426 und 32427 pro Quartal und Patient maximal 9 Allergene, für Kinder < 6 Jahre maximal 15 Allergene abgerechnet werden dürfen. Bitte nutzen Sie die Kennziffer 32009 für die Laborbudget-Befreiung.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Rufnummer 412400 gern zur Verfügung.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. med. T. Wurche

DBC Y. Schimpf

Ärztl. Leiter